

COMPILAZIONE A CURA DEL LABORATORIO

DATA ARRIVO:	DATA REGISTRAZIONE:	CODICE RICHIESTA:
--------------	---------------------	-------------------

RAGIONE SOCIALE: REFERENTE:

INDIRIZZO:

TELEFONO: EMAIL PER INVIO ESITI:

PER I NUOVI CLIENTI: DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
P. IVA:
C.F.:
codice SDI:
email
amministrazione:

Specie:			Data di campionamento:			COMPILAZIONE A CURA DEL LABORATORIO		
Varietà	Lotto	Peso della singola confezione	Trattamento	Analisi richieste	Premium	Codice provvisorio accettazione	CODICE CAMPIONE	Conforme
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

Il cliente garantisce che il campione rispetta quanto dichiarato e accetta le condizioni riportate a pag. 2 del presente modulo e nel preventivo

Note:

COMPILAZIONE A CURA DEL LABORATORIO: prova accreditata con metodo SFN DTU N.15 rev.0: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descrizione e gestione non conformità – altre note:	Operatore:
---	------------------

NOTE TECNICHE PER LA PROVA ACCREDITATA DA ACCREDIA**IDENTIFICAZIONE DI *Tilletia indica* (*T.indica*) IN CARIOSSIDI DI GRANO (*Triticum*) – METODO SFN DTU N.15 REV.0**

Il campione deve essere composto da 2 confezioni di 150 g ciascuna di cariossidi di grano, una per wash test ed identificazione morfologica, l'altra per l'eventuale ripetizione della fase di wash test e analisi molecolare.

Il cliente ha la possibilità di richiedere il servizio Premium, che consente (nel rispetto dei protocolli e dei tempi minimi di analisi) di velocizzare il ricevimento dei risultati; questo servizio comporta una aggiunta del 20% al prezzo dell'analisi. Le tempistiche sono di 5 giorni fino a 4 campioni, salvo festività.

Restrizioni d'uso:

- L'analisi è idonea solo per seme non trattato.

I campioni che non soddisfano i criteri indicati nelle restrizioni d'uso e inferiori a 150 g per confezione saranno considerati non conformi; il cliente verrà contattato e potrà scegliere tra una delle seguenti possibilità:

- Inviare un nuovo campione conforme
- Richiedere la prova con un metodo diverso da quello accreditato: in questo caso il rapporto di prova non potrà essere ceduto a terzi
- Richiedere la prova con il metodo accreditato: in questo caso il rapporto di prova riporterà la descrizione della non conformità del campione e, in caso essa possa inficiare l'affidabilità del risultato, la dichiarazione che il laboratorio ne declina la responsabilità